

Gyártási szám: 7165 #####

Lot No: 7165 #####

Lejárat i idő: ÉÉÉÉ-HH

Expiry date: YYYY-MM

**Felhasználás:**

Klorid reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony klorid standard.  
Felhasználásra kész.  
A standard koncentrációja LOT specifikus.

**Preparation:**

Chloride standard for the calibration of chloride reagent.  
Ready to use.  
Concentration is LOT specific.

**Koncentráció:**

Reagens	Érték	Egység
Klorid stabil folyékony reagens (Higany-rodanidos)	##	mmol/l

**Concentration:**

Reagent	Value	Unit
Chloride stable liquid reagent (Thiocyanate)	#	mg/dl

**Visszavezethetőség:**

Coulometria

**Traceability:**

Coulometry

**Stabilitás:**

Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejárat i időig.  
Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.

**Stability:**


Without opening at 2-8°C until the expiry date.  
After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.


**Figyelmeztetések:**


Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.  
Ne használja a standardet a lejárat i dátum eltelte után!

**Warnings:**


For in vitro diagnostic use only.  
Do not use after the expiry date!


**A címkén a következő szimbólumok találhatóak:**
 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejárat i idő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám
**The following symbols are used on labels:**
 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code