

TRIGLICERID STABIL FOLYÉKONY  
STANDARD  
TRIGLYCERIDES STABLE LIQUID  
STANDARD



Kódszám/Catalog No.: 51011  
Kiszerezés/Size: 1x5 ml

Gyártási szám: 7715 #####

Lejáratidő: ÉÉÉÉ-HH

**Felhasználás:**

Triglicerid reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony triglicerid standard.

Felhasználásra kész.

A standard koncentrációja LOT specifikus.

**Koncentráció:**

Reagens	Érték	Egység
Triglicerid stabil folyékony reagens (GPO/PAP)	###	mmol/l
Triglicerid stabil folyékony reagens (ADPS)	###	mmol/l

**Visszavezethetőség:**

GC-IDMS

**Stabilitás:**


Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejáratidőig.  
Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.


**Figyelmeztetések:**


Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.

Ne használja a standardet a lejáratidő eltelte után!


**A címkén a következő szimbólumok találhatóak:**

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejáratidő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám

Lot No: 7715 #####

Expiry date: YYYY-MM

**Preparation:**

Triglyceride standard for the calibration of triglyceride reagent.

Ready to use.

Concentration is LOT specific.

**Concentration:**

Reagent	Value	Unit
Triglycerides stable liquid reagent (GPO/PAP)	#	mg/dl
Triglycerides stable liquid reagent (ADPS)	#	mg/dl

**Traceability:**

GC-IDMS

**Stability:**


Without opening at 2-8°C until the expiry date.  
After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.


**Warnings:**


For in vitro diagnostic use only.

Do not use after the expiry date!

**The following symbols are used on labels:**

 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code