

## IRON STABLE LIQUID STANDARD

Kódszám/Catalog No.: 51111  
Kiszerezés/Size: 1x5 ml

**Gyártási szám: 7205 #####**

**Lot No: 7205 #####**

**Lejárati idő: ÉÉÉÉ-HH**

**Expiry date: YYYY-MM**

**Felhasználás:**

Vas reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony vas standard.  
Felhasználásra kész.  
A standard koncentrációja LOT specifikus.

**Preparation:**

Iron standard for the calibration of iron reagent.  
Ready to use.  
Concentration is LOT specific.

**Koncentráció:**

Reagens	Érték	Egység
Vas stabil folyékony reagens (ferrozín)	##	µmol/l

**Concentration:**

Reagent	Value	Unit
Iron stable liquid reagent (ferrozine)	#	µg/dl

**Visszavezethetőség:**

SRM 682

**Traceability:**

SRM 682

**Stabilitás:**

Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejáratí időig.  
Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.

**Stability:**

Without opening at 2-8°C until the expiry date.  
After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.


**Figyelmeztetések:**


Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.  
Ne használja a standardet a lejáratí dátum eltelte után!


**Warnings:**

For in vitro diagnostic use only.  
Do not use after the expiry date!

**A címkén a következő szimbólumok találhatóak:**

 In vitro diagnosztikai használatra


 Lejáratí idő (a hónap utolsó napja)


 Tárolási hőmérséklet


 Gyártási szám

 Kódszám

**The following symbols are used on labels:**

 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code