

VIZELETFEHÉRJE 0.5 g/l STABIL
FOLYÉKONY STANDARD
TOTAL PROTEIN ULTRASENSITIVE 0.5 g/l STABLE
LIQUID STANDARD



Kódszám/Catalog No.: 520715 52071
Kiszerezés/Size: 1x5 ml 2x30 ml

Gyártási szám: 7325-1 ##### /73230-1 #####

Lejárati idő: ÉÉÉÉ-HH

Lot No: 7325-1 ##### /73230-1 #####

Felhasználás:

Összefehérje (vizelet) reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony vizeletfehérje standard.

Felhasználásra kész.

A standard koncentrációja LOT specifikus.

Expiry date: YYYY-MM

Preparation:

Total protein ultrasensitive standard for the calibration of total protein ultrasensitive reagent.

Ready to use.

Concentration is LOT specific.

Koncentráció:

Reagens	Érték	Egység
Összefehérje (vizelet) stabil folyékony reagens (pirogallol vörös)	#	mg/l

Concentration:

Reagent	Value	Unit
Total protein ultrasensitivestable liquid reagent (pirogallol red)	#	mg/dl

Visszavezethetőség:

SRM 927c

Traceability:

SRM 927c

Stabilitás:

Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejárató időig.

Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.

Stability:

Without opening at 2-8°C until the expiry date.

After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.

Figyelmeztetések:

Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.


Ne használja a standardet a lejárató dátum eltelte után!


Warnings:


For in vitro diagnostic use only.

Do not use after the expiry date!

A címkén a következő szimbólumok találhatóak:

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejárati idő (a hónap utolsó napja)


 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám

The following symbols are used on labels:

 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code