

VIZELETFEHÉRJE 2.0 g/l STABIL  
FOLYÉKONY STANDARD  
TOTAL PROTEIN ULTRASENSITIVE 2.0 g/l STABLE  
LIQUID STANDARD



Kódszám/Catalog No.: 520715200  
Kiszerezés/Size: 1x5 ml

Gyártási szám: 7325-2 #####

Lejárati idő: ÉÉÉÉ-HH

**Felhasználás:**

Összefehérje (vizelet) reagens kalibrálására szolgáló stabil folyékony vizeletfehérje standard.

Felhasználásra kész.

A standard koncentrációja LOT specifikus.

**Koncentráció:**

Reagens	Érték	Egység
Összefehérje (vizelet) stabil folyékony reagens (pirogallol vörös)	#	mg/l

**Visszavezethetőség:**

SRM 927c

**Stabilitás:**


Felbontás nélkül 2-8°C-on tárolva a lejáratí időig.  
Felbontás után 2-8°C-on tárolva minimum 4 hétig.


**Figyelmeztetések:**


Csak in vitro diagnosztikai célokra használható.

Ne használja a standardet a lejáratí dátum eltelte után!

**A címkén a következő szimbólumok találhatóak:**

 In vitro diagnosztikai használatra

 Lejáratí idő (a hónap utolsó napja)

 Tárolási hőmérséklet

 Gyártási szám

 Kódszám

Lot No: 7325-2 #####

Expiry date: YYYY-MM

**Preparation:**

Total protein ultrasensitive standard for the calibration of total protein ultrasensitive reagent.

Ready to use.

Concentration is LOT specific.

**Concentration:**

Reagent	Value	Unit
Total protein ultrasensitive stable liquid reagent (pirogallol red)	#	mg/dl

**Traceability:**

SRM 927c

**Stability:**

Without opening at 2-8°C until the expiry date.  
After first opening at least 4 weeks at 2-8°C.


**Warnings:**


For in vitro diagnostic use only.

Do not use after the expiry date!

**The following symbols are used on labels:**

 For in vitro diagnostic use

 Expiry date (last day of the month)

 Temperature limitation

 Batch Code

 Code